

Fashë ftohëse Postoperative

IceBand është një fashë e ftohët kompresive klinike Suedeze e zhvilluar për zbutjen e dhimbjeve postoperative dhe enjtjeve.

IceBand përdorë krioterapi/terapi të ftohët një metodë përdoruese mike dhe kosto efektive për trajtimin e pacientve mbas operimit dhe gjatë rehabilitimit. Falë dizajnit unik të saj. IceBand ofron një efekt ftohës të gjatë për përfitimi optimale terapeutike, me uljen e temperaturës së lëkurës pa asnjë rezik nga ngrirja.

IceBand deri më tani është përdorur me sukses të plotë në më shumë se 1 000 000 pacientë në Europë. Testet kan treguar se 93% nga pacientët e operuar kan rekomanduar përdorimin IceBand.



- Zvogëlon dhimbjen dhe ënjtjen
- Lehtëson rehabilitimin
- Është trajtim që shpaguhet
- Përdoret vetëm tek një pacient për shkaqe higjienike



IB 4005

IceBand Knee

Lëndimet e gjurit janë të zakonshme ashtu si dhe të dhimbshme: lotë fracture, meniscale dhe tendonale, dislokime, dhe lëndime ligament janë problem frekuentues të gjurit. Trajtimi, operimi dhe rehabilitimi shoqërohet me këto kondita janë zakonisht të shoqëruara me shuma të larta dhimbjesh, enjtjesh dhe jo komforti.

Trajtim i sigurt dhe kosto efektive


IceBand është zhvilluar veçanërisht si një ndihmë krioterapeutike pas operacionit ortopedik. Krahuar me pajisjet e tjera mjekësore, IceBand është mënyrë që shpaguehet për trajtimin e dhimbjes dhe ënjtjes dhe i jep kirurgut ortopedik mundësinë për të ofruar trajtim efikas postoperativ për një numër të madh pacientësh me shpenzime të vogla.

Pasi që IceBand i lehtëson edhe proceset e rehabilitimit dhe rikuperimit, mund ta shkurtojë edhe kohën që duhet kaluar në spital pas operacionit, duke e optimizuar kujdesin spitalor. Fashë kompresuese është e dizajnuar që të përdoret vetëm për një pacient, gjë që e zvogëlon ndjeshëm rrezikun nga kontaminimi i kryqëzuar.

Rehabilitim i përmirësuar

IceBand duhet të aplikohet pa vonesë pas operacionit ose lëndimit. Përdorimi i duhur mund ta lehtësojë rehabilitimin pas operacionit, ta shkurtojë periudhën e rikuperimit dhe ta zvogëlojë nevojën për anestetikë dhe qetësues kundër dhimbjeve. IceBand mund të përdoret gjatë terapisë fizikale dhe trajnimit rehabilitues. Është edhe ndihmë e përkryer për trajtimin e lëndimeve sportive, siç është ndrydhja e nyjës së këmbës.

IceBand ofron efekt ftohës të dokumentuar për 40-60 minuta. Falë fabrikimit mbrojtës jo endës të IceBand, temperatura e lëkurës kurrë, asnjëherë nuk do të bie nën 50°F (10°C), e cila përjashton çfarëdo rreziku të ndonjë ngrirjeje.



IceBand është një inovacion i zhvilluar në Suedi.
IceBand® është markë e regjistruar tregtare.

IceBand®
by MD R. Ihrman Patent Pend.

Furnizuesi plotësisht në harmoni me MDR për pajisje post operative ortopedike.

USA: IB Medical Inc., 1643 N. Alpine Road, Suite 104, Box 110, Rockford, IL 61107,
jeff.wagner@icebandmedical.com

Selia qendrore: IB Medical AB, Rundelgatan 2, Tranås, Sweden, info@ibmedical.se
Telefoni: +46 708 14 14 12

www.icebandmedical.com